

Neu!

trivida® – Das teilbare Rollstuhlrad.

Jetzt mit Leichtlauf-Reifen.

**- 60 %
Rollwiderstand**



trivida®

So geht barrierefrei.

Jetzt neu!

trivida® Leichtlauf-Reifen **Weniger Widerstand. Mehr Komfort.**

Innovation und Technologie spielen in unserem Unternehmen seit jeher eine zentrale Rolle. Mit großer Sorgfalt arbeiten wir kontinuierlich daran, Ihre Mobilität im Rollstuhl noch komfortabler und sicherer zu gestalten. Unsere neueste Entwicklung, ein spezieller schwarzer Leichtlaufreifen, überzeugt durch deutlich reduzierten Rollwiderstand bei gleichzeitig maximaler Sicherheit. Durch geringere Reifenhöhe und erhöhte Stabilität haben wir mehr Seitenhalt und Laufruhe erreicht. Das neue, griffige Profil sorgt selbst auf rutschigen Oberflächen für zuverlässigen Grip, ist schmutzabweisend und lässt sich leicht reinigen. Dank der hohen Materialdichte ist der Reifen besonders langlebig. Zudem lassen sich trivida®-Räder der ersten Generation problemlos nachrüsten.



Ihre Vorteile:

- Neues modernes Design in Schwarz
- 60 % geringerer Rollwiderstand
- Griffiges Profil
- Non-Marking
- Pannensicher
- Nachrüstbar für ältere trivida®-Modelle

Die Kosten im Überblick:

Neuanschaffung trivida® Carbonräder CC21 optional mit Leichtlaufreifen – ohne Aufpreis

Neuanschaffung trivida® Kunststoffräder PT20 mit Leichtlaufreifen – Aufpreis 70,- €

Die Nachrüstkosten für beide Modelle betragen jeweils 299,- €, zzgl. Montagekosten.



trivida® Kunststoffrad PT20 trivida® Karbonrad CC21

trivida® – Das erste teilbare Rollstuhlrاد für volle Barrierefreiheit

trivida® ist das weltweit erste Rad, das volle Barrierefreiheit für sichere seitliche Transfers möglich macht. Das jeweils obere Segment des Rades lässt sich einfach herausnehmen, so dass das Umsetzen zwischen Rollstuhl und Bett, Toilette oder Duschhocker, Couch, Stuhl, Treppenlift oder Autositz weniger Krafteinsatz erfordert und damit sicher und einfacher möglich wird. Alle drei Radsegmente lassen sich unabhängig voneinander entriegeln. Ebenso ist die Demontage des Rades für Transportzwecke in Sekunden möglich. Die genial einfache Konstruktion mit einem Minimum an Bauteilen garantiert die kinderleichte Bedienung bei einem Maximum an Sicherheit.

Ihr trivida®-Service-Team

Haben Sie weitere Fragen oder wünschen eine Beratung?
Wir stehen Ihnen persönlich zur Seite und helfen Ihnen das richtige Rad für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Tel. +49 7633 920 3939 | Mail: sales@trivida-info.com

www.trivida-info.com



trivida®
So geht barrierefrei.

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0010